

心电监护仪（中央、床旁）的使用

		班级					
		学号					
		姓名					
评分项目	操作要求	标准得分	扣分	扣分	扣分	扣分	扣分
着装仪表	衣服、鞋、袜整洁、未化浓妆、无饰物	2					
用物准备	齐全，规范检查	2					
	核对医嘱	2					
解释说明	向病人解释说明	2					
心电监护导联	确认心电监护仪处于完好备用状态	3					
	安放导联电极粘贴位置选择正确（五导联）	5					
	粘贴前对皮肤做预处理	2					
	导联线与电极连接正确	3					
	导联电极粘贴顺序正确（五导联）	5					
	选择监护导联合适	2					
血压监护	安防血压袖带前确认气囊已完全放气	1					
	正确放置血压袖带（充气管道是否对准动脉搏动明显处）	5					
	松紧度适宜（可容纳一指）	2					
	测压肢体与患者心脏处于同一水平位	2					
	监测时观察测压肢体远端色泽、温暖度和敏感度	2					
脉搏血氧饱和度监测	测量部位选择合适	3					
	避开外界强光源	2					
	红外线光源是否对准甲床	3					
	指套松紧适宜	3					
	检查局部是否有压疮	2					
操作后	整理床单位	2					
	整理用物，洗手	2					

中央监护设置	正确开通监护通道	3				
	接入新病人	3				
	完善病人信息（姓名、性别、体重等）	5				
	设置监测的报警参数	5				
	正确调整振幅（心电增益）	3				
	正确选择波速	3				
	正确使用资料管理（查找以往记录）	5				
	正确调节自动血压监测间隔	3				
	正确调节各生命体征参数	5				
正确记录参数	记录	2				
	心率_____	2				
	血压_____	2				
	氧饱和度_____	2				
合计		100				

心电监护仪（便携式）的使用

		班级					
		学号					
		姓名					
评分项目	操作要求	标准得分	扣分	扣分	扣分	扣分	扣分
开机	正确开机并连接各监护导联线	5					
	正确调节各生命体征参数	5					
心电监护导联	导联电极粘贴位置选择正确（五导联）	5					
	粘贴前对皮肤做预处理	5					
	导联线与电极连接正确	5					
	导联电极粘贴顺序正确（五导联）	5					
	选择监护导联合适	5					
	正确调整振幅（心电增益）	5					
	正确选择波速	5					
血压监护	安防血压袖带前确认气囊已完全放气	5					
	正确放置血压袖带（充气管道是否对准动脉搏动明显处）	5					
	松紧度适宜（可容纳一指）	5					
	测压肢体与患者心脏处于同一水平位	5					
	正确调节自动血压监测间隔	5					
	监测时观察测压肢体远端色泽、温暖度和敏感度	5					
脉搏血氧饱和度监测	测量部位选择合适	5					
	避开外界强光源	5					
	红外线光源是否对准甲床	5					
	指套松紧适宜	5					
	检查局部是否有压疮	5					
合计		100					