

胃肠减压评分标准

		班级					
		学号					
		姓名					
评估项目	要求	分数					
操作前准备	仪表整洁，着装规范	5					
	评估患者，解释目的及意义	5					
	物品准备齐全，携用物至患者床旁	5					
连接胃肠减压器	检查胃肠减压器的效能： 将胃肠减压器与延长管连接（2分）——推动延长管上的开关使之关闭（2分）； 打开排气孔（2分）——压下弹簧（2分）——关闭排气孔（2分）——确定不漏气（2分）	12					
	铺垫巾（2分），戴清洁手套（2分）。 将胃管反折后（2分），与胃肠减压器连接（2分），打开延长管的开关（2分）	10					
	观察引流是否通畅（2分），妥善固定（3分）	5					
	交待注意事项（4分）。整理用物（3分），洗手（3分）	10					
	记录引流液的量及颜色	3					
更换胃肠减压器	检查新减压器的效能： 将胃肠减压器与延长管连接（2分）——推动延长管上的开关使之关闭（2分）； 打开排气孔（2分）——压下弹簧（2分）——关闭排气孔（2分）——确定不漏气（2分）	12					
	铺垫巾（2分），戴清洁手套（2分）。 分离胃管与减压器装置（2分），在胃管处于反折状态时连接新减压器（2分），打开延长管的开关（2分）	10					
	观察引流是否通畅（2分），妥善固定（3分）	5					
	交待注意事项（4分）。整理用物（3分），洗手（3分）	10					
	记录引流液的量及颜色	3					
操作整体评价	完成时间为8分钟	5					
总分							

监考教师：_____